

EXTREME

TILT WHEELCHAIR



ADP CODE: WM0001041

AADL CODE: W305

Le fauteuil roulant inclinable EXTREME de Power Plus Mobility a un cadre léger et est réglable en profondeur. Le système d'inclinaison Extreme permet un changement d'orientation pour redistribuer la pression d'une zone à une autre. La hauteur du siège avant au plancher reste également constante pendant une inclinaison de 0 à 25 degrés.



--- JUSQU'À 25 ° D'INCLINAISON DYNAMIQUE ---



Hauteur du siège à l'étage
Ajustabilité



Zero Entretien ensemble mou
Cylinders



Cintres avant décalés
(Optionnel)



Les doubles cylindres permettent une inclinaison constante pour toutes les capacités de poids



Poignées de poussette ajustables à angle standard



Journaux avant à angle réglable

A PROPOS DE EXTREME

Notre fauteuil roulant EXTREME porte bien son nom. Dépassant les limites de ce que l'on trouverait dans un fauteuil roulant, l'Extreme est une catégorie à part entière. Lorsque Power Plus Mobility a commencé le processus de création d'EXTREME, il était évident que ce produit donnerait des résultats extraordinaires. Grâce à sa capacité de réglage et de personnalisation facile, EXTREME est parfait pour une variété de utilisateurs. Nous l'avons construit en pensant à nos clients et chaque détail a été entièrement analysé et étudié. EXTREME est un excellent exemple du travail acharné que nous avons consacré à nos produits.

PERSONNALISER QUELQUE CHOSE

Les machines de pointe de Power Plus Mobility sont spécialisées dans la fabrication pièces personnalisées selon les spécifications du client, que ce soit un dessin ou un dessin. échantillon. Les pièces que nous fabriquons peuvent être simples ou plus complexes et peuvent être fabriqués en petites ou grandes quantités. Contactez votre revendeur local représentant avec vos spécifications

EXTREME

 **POWER PLUS MOBILITY**
OUR PRODUCTS WILL MOVE YOU

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Cadre léger
- Profondeur Réglable
- Assise en ABS
- Entretoises doubles pour une inclinaison facile (jusqu'à 25 °)
- Nouveau cadre inférieur encastré pour la propulsion du pied
- Cylindres à double gaz pour un basculement facile et en douceur
- Système de sièges Relax
- Nouveau mécanisme de libération de la bouteille de gaz
- Couleur du cadre noir
- Bras de style t
- Poignée de poussette réglable
- Repose-pieds pivotant
- Journaux réglables
- Nouveaux essieux encastrés
- Maintient la hauteur du STF avant en inclinaison
- Largeur hors tout du fauteuil roulant: 29 "(largeur de siège 18")

CARACTÉRISTIQUES	EXTREME
LARGEUR DU SIÈGE:	14 " TO 36"
PROFONDEUR DU SIÈGE:	(RÉGLABLE): 16 " TO 24"
HAUTEUR DU SIÈGE:	(RÉGLABLE): 12,25 " TO 18,25"
ANGLE D'INCLINAISON:	0 ° A 25 °
ANGLE DU DOS:	(RÉGLABLE): 0 ° , 5 ° , 10 ° OU 15 °
POIGNÉE DE POUSSETTE RÉGLABLE:	0 ° TO 180 °
CAPACITÉ DE POIDS:	JUSQU' TO 600 lb
POIDS DE LA PRÉSIDENTE:	60 lb (ENVIRON)
	REGLAGES DYNAMIQUES D'INCLINAISON 0 ° A 25 °
	MACHOIRE DE GAZ TO BLOCAGE DEUX VOIES
	LIBERATION SIMPLE, DOUBLE CYLINDRE
	COLLIERS DE VERROUILLAGE STANDARD

EXTREME
TILT WHEELCHAIR



En savoir plus sur ce produit en
scannant le code QR