

# HORIZON TILT

TILT COMMODE

STAINLESS STEEL



AADL CODE: G014 / G067

Power Plus Mobility est fier de présenter le HORIZON TILT. Construit avec un matériau résistant et conçu avec une accessibilité et une maniabilité bien supérieures à toutes les autres commodes inclinables du marché. L'INCLINAISON HORIZON sera sûrement l'un de vos meilleurs choix.

## HORIZON TILT 1

### Toutes les fonctionnalités de Horizon sont les suivantes:

- Capacité de poids 250 lb
- Siège en uréthane facile à nettoyer 18 "x 18"
- Largeur d'assise par image 18 "
- Largeur hors tout 23.5 "
- Récepteur essieu arrière prêt
- Finition en poudre argentée
- Appui-tête contour en uréthane noir
- Inclinaison de 30 °
- Dossier en uréthane noir facile à nettoyer
- Couverture sanitaire moulée noire
- Retourner les bras
- Manchons en uréthane noir faciles à nettoyer
- Grand seau de 6 "x 10" x 14 "
- 20 "hauteur du dos
- Roulettes en nylon résistant à la rouille de 4 "x 5" (3 blocage des roulettes et 1 roulette à blocage directionnel)
- 70 ° repose-pieds
- Poids de la chaise: ≈ 46 lb

## OPTIONS DE CHARGE JUSQU'À

- Profondeur d'assise de 14 "à 20"
- Profondeur d'assise de 21 "à 26"
- Largeur d'assise de 14 à 17 po
- Largeur d'assise de 23 "à 26"
- Hauteur du dos personnalisée
- Capacité de 750 à 1000 lb
- Retour de la tension
- Verrouiller les bras arrière
- Siège souple personnalisé de 18 à 22 po (ovale fermé)
- Siège souple personnalisé de 18 à 22 po (trou de serrure)
- Repose-pieds 60 °
- 80 ° repose-pieds
- Repose-pieds à 90 °
- Repose-jambes élévateur - pas étanche à l'eau
- Palettes repose-pieds à angle réglable - non étanches
- Pied de lit une pièce
- Ceinture de sécurité (plastique)
- Roulettes réglables en hauteur
- Siège personnalisé à la hauteur du sol
- Sièges moelleux personnalisés
- Roues automotrices

### Seat Heights

- Roulettes de 24 po x roulettes de 5 po = hauteur du siège au plancher de 21 po

### Option de roue: Roues automotrices

- Roues de 24 " / Roulettes de 5"

### Garantie: 5 ans sur le cadre

- 1 Year on components



En savoir plus sur ce produit en scannant le code QR

## HORIZON TILT 2

### Toutes les fonctionnalités de Horizon 1 Plus:

- Capacité de poids 350 lb
- Siège en uréthane facile à nettoyer 18 "x 18"
- Largeur d'assise par cadre 20 "
- Largeur hors tout 25.5 "
- Construction robuste
- Poids de la chaise: 49 lb

## HORIZON TILT 3

### Toutes les fonctionnalités de Horizon 1 Plus:

- Capacité de poids 450 lb
- 21 "x 18" siège en uréthane facile à nettoyer
- Largeur d'assise par cadre 22 "
- Largeur totale 27.5 "
- Construction extra-lourde
- Poids de la chaise: ≈ 51 lb

