

# NV TILT

TILT WHEELCHAIR



ADP CODE: WM0001076


Le NV TILT est un fauteuil inclinable léger conçu pour le réglage et la maniabilité. Le système d'inclinaison NV TILT permet un changement d'orientation pour redistribuer la pression d'une zone à une autre.



--- Inclinaison jusqu'à 55° ---



Pivot central pivotant dans le grèement avant (Optionnel)



Les doubles cylindres permettent une inclinaison constante pour toutes les capacités de poids



Configuration étroite  
(Montage de la roue intérieure)



Réglage de l'essieu arrière



Cadre réglable en profondeur arrière

## À PROPOS DE NV TILT

Le NV TILT est conçu pour le réglage et la maniabilité, le confort étant un autre point majeur de cette conception. Notre NV TILT sera votre choix dans les fauteuils roulants inclinables et nous garantissons que ce produit dépassera vos attentes. La NV TILT offre un large éventail de dynamiques qui permettent à ce fauteuil roulant de s'adapter à de nombreuses situations différentes, garantissant un ajustement parfait pour beaucoup, même dans les positions les plus difficiles.

## PERSONNALISER QUELQUE CHOSE

Les machines de pointe de Power Plus Mobility sont spécialisées dans la fabrication de pièces personnalisées selon les spécifications du client, que ce soit un dessin ou un échantillon. Les pièces que nous fabriquons peuvent être simples ou plus complexes et peuvent être fabriquées en petites ou grandes quantités. Contactez votre revendeur local représentant avec vos spécifications.

# NV TILT



## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Cadre léger
- Profondeur Réglable
- Assise en ABS
- Entretoises doubles pour une inclinaison facile (jusqu'à 55 °)
- Inclinaison verrouillée à 33 °
- Nouveau cadre inférieur encastré pour la propulsion du pied
- Cylindres à double gaz pour un basculement facile et en douceur
- Mécanisme de libération de bouteille de gaz Soft Set
- Couleur du cadre gris argenté ou noir
- Bras de style t
- Poignée de poussette réglable
- Journaux réglables
- Plaques d'essieu encastrées
- Système d'élévation One Piece
- Sièges d'incontinence
- Largeur hors tout du fauteuil roulant: 28 "(largeur de siège 18")

CARACTÉRISTIQUES	NV TILT
LARGEUR DU SIÈGE:	14" TO 36"
PROFONDEUR DU SIÈGE:	16" TO 24"
HAUTEUR DU SIÈGE:	(RÉGLABLE): 12.25" TO 18.25"
ANGLE D'INCLINAISON:	0° TO 55°
ANGLE DU DOS:	(RÉGLABLE): 0° , 5° , 10° OR 15°
POIGNÉE DE POUSSETTE RÉGLABLE:	0° TO 180°
CAPACITÉ DE POIDS:	UP TO 600 lbs.
POIDS DE LA PRÉSIDENTE:	60 lbs. (ENVIRON)
	MACHOIRE DE GAZ À BLOCAGE DEUX VOIES
	LIBÉRATION SIMPLE, DOUBLE CYLINDRE
	COLLIERS DE VERROUILLAGE STANDARD (33 °)

NV TILT  
TILT WHEELCHAIR



En savoir plus sur ce produit en  
scannant le code QR