

## STP Fauteuil roulant STP (fauteuil roulant incliné)



Nom du client: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_ # de commande: \_\_\_\_\_  
 Ville: \_\_\_\_\_ # de téléphone: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 # de compte: \_\_\_\_\_ Nom de l'autorisateur: \_\_\_\_\_



COULEUR DU CHÂSSIS		Prière de choisir une option	1
<input type="checkbox"/>	STPB	Châssis incliné - Noir	2699
<input type="checkbox"/>	STPS	Châssis incliné - Argenté	2699
<input type="checkbox"/>	STPC	Châssis incliné - sur mesure : _____	3099

POID DU CLIENT		Prière de choisir une option	2
<input type="checkbox"/>	STPWA	Jusqu'à 250Lbs	N/C
<input type="checkbox"/>	STPWAMF	Au-delà de 250Lbs	730
<input type="checkbox"/>	STPWAMG	Au-delà de 350Lbs	992
<input type="checkbox"/>	STPWAMH	Au-delà de 400Lbs (limite de 600Lbs)	1110

LARGEUR DU SIÈGE		Prière de choisir une option	3
<input type="checkbox"/>	STPSW16	Siège d'une largeur de 16"	N/C
<input type="checkbox"/>	STPSW17	Siège d'une largeur de 17"	N/C
<input type="checkbox"/>	STPSW18	Siège d'une largeur de 18"	N/C
<input type="checkbox"/>	STPSW19	Siège d'une largeur de 19"	399
<input type="checkbox"/>	STPSW20	Siège d'une largeur de 20"	399
<input type="checkbox"/>	STPSWC	Largeur sur mesure: _____	399

PROFONDEUR DU SIÈGE		Prière de choisir une option	4
<input type="checkbox"/>	STPSD16	Siège d'une profondeur de 16"	N/C
<input type="checkbox"/>	STPSD17	Siège d'une profondeur de 17"	N/C
<input type="checkbox"/>	STPSD18	Siège d'une profondeur de 18"	N/C
<input type="checkbox"/>	STPSD19	Siège d'une profondeur de 19"	265
<input type="checkbox"/>	STPSD20	Siège d'une profondeur de 20"	265
<input type="checkbox"/>	STPSDC	Profondeur sur mesure: _____	265

SUPPORTS ET SURFACES À PIEDS		Prière de choisir une option	5
<input type="checkbox"/>	STPOFST	Appuis-pieds décalés	N/C
<input type="checkbox"/>	STPF6A	Barre d'appui à 60 degrés <input type="checkbox"/> Pivot <input type="checkbox"/> Fixe	N/C
<input type="checkbox"/>	STPF7A	Barre d'appui à 70 degrés <input type="checkbox"/> Pivot <input type="checkbox"/> Fixe	N/C
<input type="checkbox"/>	STPF8A	Barre d'appui à 80 degrés <input type="checkbox"/> Pivot <input type="checkbox"/> Fixe	N/C
<input type="checkbox"/>	STPEA	Support à jambes surélevé <input type="checkbox"/> Pivot <input type="checkbox"/> Fixe	404
<input type="checkbox"/>	STPAL	Support à jambes articulé g/d <input type="checkbox"/> Pivot <input type="checkbox"/> Fixe	450
<input type="checkbox"/>	STPEB	Support à jambes avec mécanisme ascendant	450
<input type="checkbox"/>	STPPPL	Plastique	N/C
<input type="checkbox"/>	STPPXL	Très Grand	150
<input type="checkbox"/>	STPPAF	Surface à pieds avec angle ajustable	240
<input type="checkbox"/>	STPFRCH	Surface à pieds rembourrée	88
<input type="checkbox"/>	STP1FB	Planche à pieds – 1 pièce	80
<input type="checkbox"/>	STPNLS	Sangles à jambes rembourrées en Nylon	60
<input type="checkbox"/>	STPNLSC	Sangles à jambes en Nylon sur mesure, grandeur( ) 120	120
<input type="checkbox"/>	STPCSL	Élingue à contracture	240

## CARACTÉRISTIQUES RÉGULIÈRES SANS FRAIS ADDITIONNELS

LARGEUR DU SIÈGE: 14" – 18"  
 PROFONDEUR AJUSTABLE  
 HAUTEUR DU SIÈGE (AJUSTABLE): 12.25" – 18.25"  
 ANGLE DU SIÈGE: 0 – 30 [DEGRÉS]  
 ANGLE ARRIÈRE (AJUSTABLE): 0, 5, 10, 15 [DEGRÉS]  
 POIGNÉ À POUSETTE AJUSTABLE: 0 – 180 [DEGRÉS]  
 POID LIMITE: 250 LBS  
 POID DE LA CHAISE: 60 LBS (APPROXIMATIVEMENT)  
 INCLINAISON DYNAMIQUE AJUSTABLE DE 0 TO 50 (DEGRÉS)  
 ÉTAI DE VERROUILLAGE À GAZ BIDIRECTIONNEL  
 ÉCHAPPEMENT SIMPLE À DOUBLE CYLINDRE  
 BORDURE DE VERROUILLAGE RÉGULIÈRE

OPTIONS D'INCLINAISON		6	
<input type="checkbox"/>	STPINTS	Système d'inclinaison assisté indépendant	2000

## CARACTÉRISTIQUES - SIÈGE AU SOLTSEAT TO FLOOR SPECIFICATIONS

## RÉGLAGES BAS

STF	ROUE	ROULETTE	EMBRANCHEMENT
-----	------	----------	---------------

<input type="checkbox"/>	SL 12.25	20"	5"	XL SHORT
<input type="checkbox"/>	SL 13.00"	20"	5"	XL SHORT
<input type="checkbox"/>	LL 13.75"	20"	5"	XL SHORT
<input type="checkbox"/>	L 14.50"	20"	6"	SHORT
<input type="checkbox"/>	L 14.50"	22"	5"	SHORT
<input type="checkbox"/>	L14.50"	22"	6"	SHORT
<input type="checkbox"/>	LH 15.25"	20"	5"	SHT/LONG
<input type="checkbox"/>	LH 15.25"	20"	6"	SHT/LONG
<input type="checkbox"/>	LH 15.25"	22"	5"	SHT/LONG
<input type="checkbox"/>	LH 15.25"	22"	6"	SHT/LONG
<input type="checkbox"/>	SH 16.00"	22"	6"	LONG

## RÉGLAGES RÉGULIERS

<input type="checkbox"/>	MH 16.75"	22"	6"	LONG
<input type="checkbox"/>	H 17.50"	22"	6"	LONG
<input type="checkbox"/>	H 17.50"	22"	8"	LONG
<input type="checkbox"/>	H 17.50"	22"	6"	LONG
<input type="checkbox"/>	H 17.50"	24"	8"	LONG
<input type="checkbox"/>	A 18.25"	24"	8"	LONG

STYLE ARRIÈRE			7	SIÈGES – ARRIÈRE			13	
				<i>Prière de choisir une option</i>				
<input type="checkbox"/>	STPAB1	Angle ajustable arrière	N/C	<b>L ( ) x H ( )</b>				
<b>Spécifiez largeur</b>	<input type="checkbox"/>	STPENDO	Cannes à endomorphes L ( )	N/C	<input type="checkbox"/>	STPBK01	Arrière RELAX Gentle Fit	544
	<input type="checkbox"/>	STPRBK	Trousse à inclinaison	560	<input type="checkbox"/>	STPBK02	Arrière RELAX Full Fit	608
APPUIS-TÊTE			8					
				<i>Prière de choisir une option</i>				
<input type="checkbox"/>	STPMAHFLAT	Coussinet plat complet multiaxes	460	<input type="checkbox"/>	STPBK03	Arrière RELAX Snug Fit	700	
<input type="checkbox"/>	STPMAHF	Coussinet complet multiaxes à grand coussin	460	<input type="checkbox"/>	STPBK04	Arrière sans buttes latérales RELAX Form Fit	820	
<input type="checkbox"/>	STPMAHKP	Multiaxes complet avec petit coussinet	460	<input type="checkbox"/>	STPBK06	Arrière avec buttes latérales adoucies RELAX Form Fit	820	
<input type="checkbox"/>	STPMAHFX	Multiaxes FLEX complexe complet large	525	<input type="checkbox"/>	STPBK07	Arrière avec buttes latérales complètes RELAX Form Fit	820	
<input type="checkbox"/>	STPUPHT21	Coussinet contourné	200	<input type="checkbox"/>	STPBK05	Arrière avec buttes latérales serrées RELAX Form Fit	820	
<b>(tubes de 1/2")</b>	<input type="checkbox"/>	STPUPHT218	Support à assemblée vertical horizontal (1/2")	256	<input type="checkbox"/>	STPBK10	Arrière plat RELAX Spiral Fit	832
<b>(tubes de 3/4")</b>	<input type="checkbox"/>	STPUPHT217	Support à assemblée vertical horizontal (3/4")	256	<input type="checkbox"/>	STPBK09	Arrière RELAX Spiral Fit avec buttes latérales adoucies	832
<input type="checkbox"/>	STPUHA	Adaptateur à matériaux universel		<input type="checkbox"/>	STPBK11	Arrière RELAX Spiral Fit avec buttes latérales serrées	832	
APPUIS-BRAS			9					
				<i>Prière de choisir une option</i>				
<b>(rég. 10"-14")</b>	<input type="checkbox"/>	STPTA	T-ARM, amovible, h. ajustable	240	<input type="checkbox"/>	STPTAB	Arrière RELAX Spiral Fit avec buttes latérales complètes	140
<b>(rég. 10"-14")</b>	<input type="checkbox"/>	STPFA	Amovible, h. ajustable et fonction FLIP BACK	340	<input type="checkbox"/>	STPTAB+	Arrière RELAX Tension jusqu'à 18"	240
<b>(court 7"-11")</b>	<input type="checkbox"/>	STPTAS	T-ARM, amovible, h. ajustable	240	<input type="checkbox"/>	STPBGL1	Arrière RELAX Tension au-delà de 18"	348
<b>(court 7"-11")</b>	<input type="checkbox"/>	STPFAS	Amovible, h. ajustable et fonction FLIP BACK	340	<input type="checkbox"/>	STPBGL2	Revêtement Gel partiel (3 pièces)	696
<input type="checkbox"/>	STPGWAPF	Coussins à bras en cascade Gel	180	<input type="checkbox"/>	STPPSTP	Revêtement Gel complet (6 pièces)	40	
ROUES ARRIÈRE			10					
				<i>Prière de choisir une option</i>				
<input type="checkbox"/>	STPRWTO	Bande de roulement pleine de 20"	N/C	<input type="checkbox"/>	STPBK12	Extension des épingles (extension de 1")	176	
<input type="checkbox"/>	STPRWT2	Bande de roulement pleine de 22"	N/C	<input type="checkbox"/>	STPBK13	*Largeur sur mesure : _____	176	
<input type="checkbox"/>	STPRWT4	Bande de roulement pleine de 24"	N/C					
<b>(STF 13-19")</b>	<input type="checkbox"/>	STPRWT12	Pneus remplis de 12"	N/C				
<b>(STF 17-19")</b>	<input type="checkbox"/>	STPRWT121	Pneus remplis à montage interne de 12"	120				
<input type="checkbox"/>	STPRWT16	Pneus remplis de 16"	N/C					
<input type="checkbox"/>	STPRWA2	Pneus à air de 22"	120					
<input type="checkbox"/>	STPRWA4	Pneus à air de 24"	120					
<input type="checkbox"/>	STPAQR	Essieux – QUICK RELEASE	120					
<input type="checkbox"/>	STPHRT	Jantes à main à configuration serrée (1/2" en moins)	N/C					
ROULETTES			11					
				<i>Prière de choisir une option</i>				
<input type="checkbox"/>	STPFC1A	Roulettes de 5" X 1.25"	N/C					
<input type="checkbox"/>	STPFC1B	Roulettes de 6" X 1.25"	N/C					
<input type="checkbox"/>	STPFC1C	Roulettes de 8" X 1.25"	N/C					
<input type="checkbox"/>	STPFC2A	Roulettes SOFT ROLL de 5" X 1.75"	80					
<input type="checkbox"/>	STPFC2B	Roulettes de 6" X 1.75"	80					
<input type="checkbox"/>	STPFC2C	Roulettes de 8" X 1.75"	80					
<input type="checkbox"/>	STPFC4B	Roulettes avec embranchement en acier de 6" X 2	80					
<input type="checkbox"/>	STPFC4C	Roulettes avec embranchement en acier de 8" X 2	80					
MÉCANISMES DE BLOCAGE DE ROUES			12					
				<i>Prière de choisir une option</i>				
<input type="checkbox"/>	STPALPH	Pousser-pour-barrer en aluminium	N/C					
<input type="checkbox"/>	STPALPL	Tirer-pour-barrer en aluminium	N/C					
<input type="checkbox"/>	STPSTPH	Pousser-pour-barrer en acier	N/C					
<input type="checkbox"/>	STPSTPL	Tirer-pour-barrer en acier	N/C					
<input type="checkbox"/>	STPBRXC	Extension à freins de 4"	N/C					
<input type="checkbox"/>	STPBRXA	Extension à freins de 6"	N/C					
<input type="checkbox"/>	STPBRXB	Extension à freins de 9"	130					
				<b>*Note: Please refer to the Seating Booklet for custom sizes</b>				
				SIÈGES-COUSSINS			14	
				<i>Prière de choisir une option</i>				
				<b>L ( ) x P ( )</b>				
<input type="checkbox"/>	STPC01	Coussin RELAX Soft		<input type="checkbox"/>	STPC00	Extra Cushion Cover	99	
<input type="checkbox"/>	STPC02	Coussin RELAX Comfy						
<input type="checkbox"/>	STPC03	Coussin RELAX Firm						
<input type="checkbox"/>	STPCGL1	Revêtement Gel partiel (1 pièce)						
<input type="checkbox"/>	STPCGL2	Revêtement Gel complet (2 pièces)						
<input type="checkbox"/>	STPCCL	Espace pour jambes régulier entouré (rembourré)						
<input type="checkbox"/>	STPCCLC	Espace pour jambes sur mesure (rembourré)						
				<b>N.B.: Prière de vous référer au livre des sièges pour plus d'information au sujet des dimensions sur mesure.</b>				
				ACCESSOIRES			15	
				<i>Prière de choisir une option</i>				
<input type="checkbox"/>	STPSBA	Ceinture de sécurité en plastique (style ceinture de voiture)	26					
<input type="checkbox"/>	STPSBAP	Ceinture de sécurité (rembourré)	56					
<input type="checkbox"/>	STPSBA4P	Ceinture de sécurité en plastique (rembourrage à 4 points)	130					
<input type="checkbox"/>	STPTRA	Blocage de plateau entièrement rembourré	280					
<input type="checkbox"/>	STPTRB	Glisse-Plateau entièrement rembourré	280					
<input type="checkbox"/>	STPTRC	Plateau complet (plastique) <input type="checkbox"/> Noir Black <input type="checkbox"/> Transparent	280					
<input type="checkbox"/>	STPTRD	Plateau partiel rembourré gauche	240					
<input type="checkbox"/>	STPTRE	Plateau partiellement rembourré droit	240					
<input type="checkbox"/>	STPTRF	Plateau partiel gauche transparent <input type="checkbox"/> Noir ABS <input type="checkbox"/> Transparent	240					
<input type="checkbox"/>	STPTRG	Plateau partiel droit transparent <input type="checkbox"/> Noir ABS <input type="checkbox"/> Transparent	240					
<input type="checkbox"/>	STPTDFB	Arrimages de transport frontal	85					
<input type="checkbox"/>	STPTDRB	Arrimages de transport arrière	85					
<input type="checkbox"/>	STPOXY	Étui pour bouteille d'oxygène	195					
<input type="checkbox"/>	STPIVA	Pôle I V ajustable	130					
<input type="checkbox"/>	STPCHPT-L	Bras gauche via le plateau	400					
<input type="checkbox"/>	STPCHPT-R	Bras droit via le plateau	400					
<input type="checkbox"/>	STPLATB	Boyau oral latéral	180					
<input type="checkbox"/>	STPADD8	Adducteur de 8"	164					
<input type="checkbox"/>	STPADD10	Adducteur de 10"	164					
<input type="checkbox"/>	STPADD12	Adducteur de 12"	164					