

MGP Fauteuil roulant Magic Plus (Fauteuil roulant manuel)



Nom du client: _____
 Adresse: _____ # de commande: _____
 Ville: _____ # de téléphone: _____ Date: _____
 # de compte: _____ Nom de l'autorisateur: _____


COULEUR DU CHÂSSIS *Prière de choisir une option* **1**

- MGPS Châssis - Argenté 1590
 MGPB Châssis - Noir 1590
 MGPC Châssis - Couleur : _____ 1750

POID DU CLIENT *Prière de choisir une option* **2**

- MGPWA Jusqu'à 250Lbs N/C
 MGPWAMF Au-delà de 250Lbs 730
 MGPWAMG Au-delà de 350Lbs 992
 MGPWAMH Au-delà de 400Lbs (limite de 600bs) 1110

LARGEUR DU SIÈGE *Prière de choisir une option* **3**

- MGPSW14 Siège d'une largeur de 14" N/C
 MGPSW15 Siège d'une largeur de 15" N/C
 MGPSW16 Siège d'une largeur de 16" N/C
 MGPSW17 Siège d'une largeur de 17" N/C
 MGPSW18 Siège d'une largeur de 18" N/C
 MGPSW19 Siège d'une largeur de 19" 399
 MGPSW20 Siège d'une largeur de 20" 399
 MGPSWS Largeur sur mesure: _____ 399

PROFONDEUR DU SIÈGE *Prière de choisir une option* **4**

- MGPSD14 Siège d'une profondeur de 14" 350
 MGPSD15 Siège d'une profondeur de 15" 350
 MGPSD16 Siège d'une profondeur de 16" N/C
 MGPSD17 Siège d'une profondeur de 17" N/C
 MGPSD18 Siège d'une profondeur de 18" N/C
 MGPSD19 Siège d'une profondeur de 19" 265
 MGPSD20 Siège d'une profondeur de 20" 265
 MGPSDS Profondeur sur mesure: _____ 265

HAUTEUR DU SIÈGE *Prière de choisir une option* **5**

- MGPBH15 Hauteur arrière de 15" N/C
 MGPBH16 Hauteur arrière de 16" N/C
 MGPBH17 Hauteur arrière de 17" N/C
 MGPBH18 Hauteur arrière de 18" N/C
 MGPBH19 Hauteur arrière de 19" N/C
 MGPBH20 Hauteur arrière de 20" N/C
 MGPBH21 Hauteur arrière de 21" 120
 MGPBHC Hauteur sur mesure : _____ 120

STYLE ARRIÈRE **6**

- MGPAB1 Angle arrière ajustable N/C

CARACTÉRISTIQUES RÉGULIÈRES SANS FRAIS ADDITIONNELS

CHÂSSIS EN ALUMINIUM LÉGER ET CROISILLONS
 HAUTEUR ARRIÈRE RÉGULIÈRE DE 18"
 ROUES ARRIÈRES MOULÉES EN NYLON DE 20", 22", OR 24"
 FOURCHES EXTRUDÉES EN ALUMINIUM
 JANTES À MAINS EN CHROME
 ROULETTES DE 5", 6", OU 8"
 MATÉRIEL EN NYLON NOIR
 CHÂSSIS POWDRÉ
 APPUIS-BRAS "FLIP BACK", HAUTEUR AJUSTABLE ET AMOVIBLE
 APPUI-PIEDS "SWING AWAY", AMOVIBLE AVEC BOUCLES À CHEVILLES
 ROULEMENT PRÉCIS
 SURFACE À PIEDS MOULÉS EN PLASTIQUE
 SIÈGES D'UNE LARGEUR DE 14" À 18"
 AXE VERTICAL/HORIZONTALE ARRIÈRE AJUSTABLE
 ROULETTES ANTI-BASCULE
 RALONGE À FREIN DE 6"

CARACTÉRISTIQUES – SIÈGE AU SOL
RÉGLAGES BAD

STF	R.WHEEL	CASTER	FORK
<input type="checkbox"/> SL 12.25	20"	5"	TG COURT
<input type="checkbox"/> SL 13.00"	20"	5"	TG COURT
<input type="checkbox"/> LL 13.75"	20"	5"	TG COURT
<input type="checkbox"/> L 14.50"	20"	6"	COURT
<input type="checkbox"/> L 14.50"	22"	5"	COURT
<input type="checkbox"/> L14.50"	22"	6"	COURT
<input type="checkbox"/> LH 15.25"	20"	5"	COURT/LONG
<input type="checkbox"/> LH 15.25"	20"	6"	COURT/LONG
<input type="checkbox"/> LH 15.25"	22"	5"	COURT/LONG
<input type="checkbox"/> LH 15.25"	22"	6"	COURT/LONG
<input type="checkbox"/> SH 16.00"	22"	6"	LONG

RÉGLAGES RÉGULIERS

<input type="checkbox"/> MH 16.75"	22"	6"	LONG
<input type="checkbox"/> H 17.50"	22"	6"	LONG
<input type="checkbox"/> H 17.50"	22"	8"	LONG
<input type="checkbox"/> H 17.50"	22"	6"	LONG
<input type="checkbox"/> H 17.50"	24"	8"	LONG
<input type="checkbox"/> A 18.25"	24"	8"	LONG

