



CUBES DE MOUSSE AMOVIBLES



Le dossier **Relax Form Fit** de Power Plus Mobility est conçu pour répondre à divers besoins de positionnement. La coquille en aluminium permet de multiples réglages. Le dossier Relax Form Fit offre plusieurs supports latéraux pour les besoins posturaux complexes. Les cubes sont amovibles pour épouser les courbes anormales.

Guide de référence

SÉRIE RELAX - DOSSIER FORM FIT

GRANDEURS RÉGULIÈRES ADP: **SEBWM0026**

Largeur = 16 - 18"

No pièce: Voir plus bas

Hauteur = 18"

SUR MESURE ADP: LARGEUR SEBWM0035, HAUTEUR SEBWM0040

Largeur = 15" or <, 19" or >

No pièce: Voir plus bas

Hauteur = 17" or <, 19" or >

"<" veut dire moins et ">" veut dire plus

NO. PIÈCE

SHUF (W X H) **Sans latéraux**

SHUS (W X H) **Gentle Latéraux**

SHUM (W X H) **Snug Latéraux**

SHUD (W X H) **Full Latéraux**

Fill in LARGEUR (W) and HAUTEUR (H) to get No. de pièce.

Ex. Pour dossier L = 15" et H = 17" Le code serait SHU1517

Cubes Poly Foam No. de pièce:


QUB2x2

Cubes Poly Foam 2x2

QUB3x2

Cubes Poly Foam 3x2


TROUS POUR ÉPINGLES D'AJUSTEMENT DU SIÈGE



Capacité de repositionnement de l'accessoire 1" vers l'arrière
Tiges optionnelles de 1" de plus optionnelles pour monter un dossier plus petit sur un fauteuil plus large


RELAX FORM FIT COMES WITH THE FOLLOWING BACK SHELL OPTIONS

SANS LATÉRAUX/ PLANE




X= Hauteur coquille 18"

LATÉRAUX DOUX




X= Hauteur coquille 18"
Y= Profondeur des butées 3"
Z = Hauteur de la butée 10"

FULL LATERAL DIMENSIONS



X= Hauteur coquille 18"
Y= Profondeur des butées 5"
Z = Hauteur de la butée 10"

LATÉRAUX PLUS



W = Standard shell Hauteur 18"
X= Profondeur des butées 5"
Y = Espace sous la butée 4"
Z = Hauteur de la butée 6"

* Frais additionnels

REVÊTEMENTS

* Foam Pad



* Visco



* Gel



ADP: **SEBND0015**


SEBND0015

SEBND0020

CARACTÉRISTIQUES

- Option de latéraux avec cubes de mousse amovibles
- Mousse confortable de haute résilience
- Coquille légère en aluminium 3lb
- Trous pré-perforés pour installer un appui tête et butées thoraciques
- Support lombaire ajustable, amovible
- Facile d'installation
- Ajustable en hauteur

MOUSSE ET HO SE
POUR INCONTINENCE



Accommode la rotation pelvienne et offre un support complet avec 25 degrés d'angle postérieur et 20 degrés d'ajustement antérieur.

SPÉCIFICATIONS

SÉRIE RELAX -DOSSIER FORM FIT

ADP	SEBWM0026 , UR MESURE L SEBWM0035 , H SEBWM0040
Largeur Standard	16-18"
Largeur Sur Mesure	15" ou moins et 19" ou plus
Hauteur Standard	18"
Hauteur Sur Mesure	17" ou moins et 19" ou plus
Styles d'accessoire	Universels
Angle ajustable	25° antérieur, 20° postérieur
Largeur ajustable	2" d'ajustabilité par les épingles à l'arrière
Tubulure	Fait sur tubulure 7/8 ou 1 pouce
Ancrage pour appui-tête	Trous pré-perforés pour fixer l'appui-tête et les butées latérales