


GLYDER

FOLDING WHEELCHAIR



ADP CODE: WM0001061

Le GLYDER est structuré avec un cadre en aluminium léger et des croisillons. Essieux polyvalents horizontalement et verticalement, Glyder est l'un de nos plus récents fauteuils roulants, conçu et construit dans un souci d'accessibilité et de mobilité maximale. Posséder une variété d'options personnalisables.



Réglabilité horizontale de l'essieu arrière allant de 12,5 po à 18,25 po




Cannes dorsales à angle réglable 0 °, 5 °, 10 ° ou 15 °



Doubles croisillons



Bras à deux points



Bras réglable en hauteur



Swing In et Swing Out Front
Gréement

À PROPOS DE GLYDER

Le Glyder de Power Plus Mobility est structuré avec un cadre en aluminium léger et des entretoises croisées. Essieux polyvalents horizontalement et verticalement, Glyder est l'un de nos plus récents fauteuils roulants, conçu et construit dans un souci d'accessibilité et de mobilité maximale.

Possédant une variété d'options personnalisables, Glyder peut être l'option parfaite pour de nombreux individus.

PERSONNALISER QUELQUE CHOSE

Les machines de pointe de Power Plus Mobility sont spécialisées dans la fabrication pièces personnalisées selon les spécifications du client, que ce soit un dessin ou un dessin échantillon. Les pièces que nous fabriquons peuvent être simples ou plus complexes et peuvent être fabriqués en petites ou grandes quantités. Contactez votre revendeur local représentant avec vos spécifications

GLYDER

 **POWER PLUS MOBILITY**
OUR PRODUCTS WILL MOVE YOU

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Cadre en aluminium léger et croisillons
- Position des essieux multiples - verticale et horizontale
- Roues arrière moulées en uréthane 20", 22" ou 24"
- Nouvelles roues arrière à rayons légers de 20", 22" ou 24"
- Fourches en aluminium extrudé
- Jantes Chrome
- Roulettes de 5", 6" ou 8"
- Rembourrage Nylon Noir
- Cadre enduit de poudre
- Hauteur du bras en T ajustable / amovible
- Nouveaux bras rabattables permettant les réglages d'angle arrière
- Repose-pieds pivotant amovible avec boucles au talon
- Roulements de précision
- Platines en plastique moulé
- Largeur de siège de 14" à 20" avec cadre en aluminium et 21" > avec cadre en acier robuste
- Protectors de bras rembourrés noirs
- Rouleaux anti-renversement
- Extensions de freins de 6"
- Largeur hors tout du fauteuil roulant: 27" (largeur de siège dépliée de 18")
18" (18" largeur du siège plié)

CARACTÉRISTIQUES	GLYDER
LARGEUR DU SIÈGE:	14" TO 20" CADRE EN ALUMINIUM 21" > CADRE EN ACIER ROBUSTE
PROFONDEUR DU SIÈGE:	14" TO 24"
HAUTEUR DU SIÈGE (RÉGLABLE):	12.5" TO 18.25"
ROUE ARRIÈRE:	URETHANE COMPOSITE DE 20", 22" OU 24"
TAILLE DE LA ROUE:	URETHANE 4", 5", 6" OU 8"
RETOUR STYLE:	19" TO 22" LOW, 22" TO 25" GARNISSAGE RAPIDE AU DOS
GRÉEMENT AVANT:	SWING AWAY, DUAL SWING AWAY OU LEGRESTS ÉLÉVATEURS
ANGLE DU DOS (RÉGLABLE):	0°, 5°, 10° OU 15°
GAMME DE HAUTEUR DE DOS:	15" TO 24"
CAPACITÉ DE POIDS:	Jusqu'à 600 lb avec options de poids client
POIDS DE LA PRÉSIDENCE:	31 lbs.

GLYDER
FOLDING WHEELCHAIR



En savoir plus sur ce produit en
scannant le code QR