

# VOYAGER PLUS

FOLDING WHEELCHAIR



**ADP CODE:** WM0001063

**AADL CODE:** W153

Le VOYAGER PLUS de Power Plus Mobility a été conçu pour résister à des conditions difficiles. Structuré avec un poids léger cadre chromoly et croisillons, il peut être mis au défi avec la réalité de la vie occupée de chacun. Voyager plus est disponible avec des capacités de poids bariatriques.





Essieu arrière vertical / horizontal  
Ajustabilité



Enrouler autour des bras



Bras à dégagement rapide





Doubles croisillons



Cannes dorsales à angle réglable 0°, 5°, 10° et 15°



Cannes arrières réglables en hauteur 15"-24"

## À PROPOS DE VOYAGER PLUS

Le Voyager Plus de Power Plus Mobility a été conçu pour résister à des conditions difficiles. Structuré avec un cadre chromoly léger et des croisillons, il peut être confronté à la réalité de la vie occupée de quiconque. Ce fauteuil roulant est facilement personnalisable pour répondre aux besoins de ceux qui ont besoin de confort, mais aussi de solidité. Voyager Plus n'est qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont nos produits vous feront toujours bouger.

## PERSONNALISER QUELQUE CHOSE

Les machines de pointe de Power Plus Mobility sont spécialisées dans la fabrication de pièces personnalisées selon les spécifications du client, que ce soit un dessin ou un échantillon. Les pièces que nous fabriquons peuvent être simples ou plus complexes et peuvent être fabriquées en petites ou grandes quantités. Contactez votre revendeur local représentant avec vos spécifications.

# VOYAGER PLUS

 **POWER PLUS MOBILITY**  
OUR PRODUCTS WILL MOVE YOU

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Cadre chromoly et croisillons  
 Hauteur standard du dos de 18 po  
 Roues arrière moulées en uréthane 20", 22" ou 24"  
 Nouvelles roues arrière à rayons légers de 20 "à 22" ou 24 "  
 Fourches en aluminium extrudé  
 Jantes Chrome  
 Roulettes de 5", 6" ou 8"  
 Rembourrage Nylon Noir  
 Cadre enduit de poudre  
 Bras amovibles réglables en hauteur  
 Nouveaux bras rabattables (permet des ajustements d'angle arrière)  
 Repose-pieds pivotant amovible avec boucles au talon  
 Roulements de précision  
 Platines en plastique moulé  
 Largeur de siège 14 "à 36"  
 Protectors de bras rembourrés noirs  
 Rouleaux anti-renversement  
 Extensions de freins de 6"  
 Double croisillon  
 Largeur hors tout du fauteuil roulant: 27 "(largeur de siège dépliée de 18")  
 18 "(18" largeur du siège plié)

CARACTÉRISTIQUES	VOYAGER PLUS
LARGEUR DU SIÈGE:	14" TO 36"
PROFONDEUR DU SIÈGE:	14" TO 24"
HAUTEUR DU SIÈGE (RÉGLABLE):	12.25" TO 19"
ROUE ARRIÈRE:	URETHANE COMPOSITE DE 20", 22" OU 24"
TAILLE DE LA ROUE:	URETHANE 5", 6" OU 8"
RETOUR STYLE:	19" TO 22" LOW, 22" TO 25" GARNISSAGE RAPIDE AU DOS
GRÉEMENT AVANT:	SWING AWAY, DUAL SWING AWAY OU LEGRESTS ÉLÉVATEURS
ANGLE DU DOS (RÉGLABLE):	0°, 5°, 10° OU 15°
GAMME DE HAUTEUR DE DOS	15" TO 24"
CAPACITÉ DE POIDS:	JUSQU'À 600 lb
POIDS DE LA PRÉSIDENCE:	36 lbs.

VOYAGER PLUS  
FOLDING WHEELCHAIR



En savoir plus sur ce produit en  
scannant le code QR