



SEATING BOOKLET

SIT BACK AND RELAX

SEATING BOOK

DOSSIERS, COUSSINS ET ACCESSOIRES



FIERS D'ÊTRE CANADIENS

Nous sommes toujours fiers d'aviser nos clients que nos produits sont fabriqués au Canada. Non seulement cela nous permet d'améliorer et d'innover plus rapidement et efficacement, mais cela contribue à l'emploi de travailleurs canadiens. Avec les ventes que vous nous donnez, nous sommes capables de maintenir ces emplois et en retour nos produits nous permettent de briser des barrières. C'est un processus « gagnant-gagnant » et ceci nous permet de fabriquer nos produits ici, près des consommateurs et usagers. Dès le début, nous avons effectué la conception et l'assemblage de nos produits ici, au Canada et ce processus n'a jamais changé. Nous sommes heureux de vous offrir des produits adaptés à vos besoins. Nous voulons vous remercier de soutenir les entreprises comme la nôtre, qui croient dans le service et l'approvisionnement local. Avec votre aide, nous pouvons affirmer que Power Plus Mobility crée des produits faits au Canada !



Nos spécialistes du positionnement

Nos spécialistes de fabrication



FIÈREMENT CANADIENS

INDEX

DOSSIERS

DOSSIER GENTLE FIT	04
DOSSIER FULL FIT	06
DOSSIER SNUG FIT	08
DOSSIER FORM FIT	10
DOSSIER SPIRAL FIT	12

COUSSINS

COUSSIN SOFT	14
COUSSIN COMFY	16
COUSSIN FIRM	18

ACCESSOIRES

APPUIS-TÊTE	20
BUTÉES THORACIQUES	21
APPUIS-BRAS	22
TABLETTES	23
BASE DE SIÈGE AJUSTABLE	24
CEINTURES DE POSITIONNEMENT	25
OPTIONS D'APPUIS-PIEDS	26
DOSSIER À TENSION AJUSTABLE	27
ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT	28





MOUSSE INTERNE ET
HOUSSE POUR INCONTINENCE



Le dossier **Relax Gentle Fit** par Power Plus Mobility est conçu pour répondre aux divers besoins de positionnement. Il s'agit d'une coquille légère en aluminium permet de multiples réglages. La Relax Gentle Fit avec butées latérales discrètes est adaptée aux utilisateurs qui requièrent un support accru. Ce dossier fournit 10 " de support thoracique bas.

Guide de référence

SÉRIE RELAX – DOSSIER GENTLE FIT

GRANDEURS RÉGULIÈRES ADP: **SEBWM0020**

Largeur = 14" - 18, 20"

No de pièce: voir plus bas

Hauteur = 18"

GRANDEURS SUR MESURE ADP: **SEBWM0025**

Largeur = 13" ou < et 19", 21" ou >

No de pièce: voir plus bas

Hauteur = 17" ou <, 19" ou >

"<" veut dire moins et ">" veut dire plus


NO. PIÈCE

No. de pièce: SUB (L x H)

Remplir: Largeur (L) et Hauteur (H) pour le code.

Ex. Pour un dossier L = 15" et H = 17" le code serait SUB1517

DIMENSIONS DES BUTÉES LATÉRALES



X= Hauteur coquille 18"
 Y= Profondeur des butées 3"
 Z= Hauteur des butées 10"

TROUS POUR ÉPINGLES D'AJUSTEMENT DU SIÈGE



Capacité de repositionnement de l'accessoire 1" vers l'arrière Tiges optionnelles de 1" de plus optionnelles pour monter un dossier plus petit sur un fauteuil plus large

* Frais additionnels

REVÊTEMENTS



ADP: **SEBND0015** **SEBND0015** **SEBND0020**

CARACTÉRISTIQUES

- Offre un support médian modéré
- Mousse confortable de haute résilience
- Coquille légère en aluminium 3lb
- Trous pré-perforés pour monter un appui tête et butées thoraciques
- Support lombaire ajustable, amovible
- Facile d'installation
- Ajustable en hauteur

MOUSSE ET HO SE POUR INCONTINENCE



Accommode la rotation pelvienne et offre un support complet avec 25 degrés d'angle postérieur et 20 degrés d'ajustement antérieur.

SPÉCIFICATIONS	SÉRIE RELAX - DOSSIER GENTLE FIT
ADP	SEBWM0020, SUR MESURE SEBWM0025
Largeur	Sans limite
Hauteur	Sans limite
	Universel
Ajustable en angle	250 antérieur, 200 postérieur
Largeur ajustable	2" d'ajustabilité par les épingles à l'arrière
Tubulure	Fait sur tubulure 7/8 ou 1 pouce
Ancrage pour appui-tête	Dossiers pré-perforés pour l'appui-tête et les butées latérales



INNER FOAM AND COVER



Le dossier **Relax Full Fit** de Power Plus Mobility est conçu pour répondre à divers besoins de positionnement. La coquille en aluminium formé légère permet de multiples réglages. Le dossier Relax Full Fit possède des butées latérales très prononcées pour un support postural complexe.

Guide de référence

SÉRIE RELAX – DOSSIER FULL FIT

GRANDEURS RÉGULIÈRES ADP: **SEBWM0010**

Largeur = 14 - 18, 20"

No pièce: Voir plus bas

Hauteur = 18"

GRANDEURS SUR MESURE ADP: **SEBWM0015**

Largeur = 13" ou < et 19, 21" ou > No pièce: Voir plus bas

Hauteur = 17" ou <, 19" ou >

"<" veut dire moins et ">" veut dire plus


NO. PIÈCE

No pièce: DU (L x H)

Remplir : Largeur (L) et Hauteur (H) pour le code


Ex. Pour un dossier L= 15" et H = 17" Dossier le code serait DU1517

FULL SHELL LATERAL DIMENSIONS



X= Hauteur coquille 18"
 Y= Profondeur des butées 5"
 Z= Hauteur des butées 10"

TROUS POUR ÉPINGLES D'AJUSTEMENT DU SIÈGE



Capacité de repositionnement de l'accessoire 1" vers l'arrière Tiges optionnelles de 1" de plus optionnelles pour monter un dossier plus petit sur un fauteuil plus large

* Frais additionnels

REVÊTEMENTS	* Foam Pad	* Visco	* Gel
			
ADP:	SEBND0015	SEBND0015	SEBND0020

CARACTÉRISTIQUES

- Offre un support médian modéré
- Mousse confortable de haute résilience
- Coquille légère en aluminium 3lb
- Trous pré-perforés pour monter un appui tête et butées thoraciques
- Support lombaire ajustable, amovible
- Facile d'installation
- Ajustable en hauteur

MOUSSE ET HO SE POUR INCONTINENCE



Accommode la rotation pelvienne et offre un support complet avec 25 degrés d'angle postérieur et 20 degrés d'ajustement antérieur.

SPECIFICATIONS	SÉRIE RELAX - DOSSIER FULL FIT
ADP	SEBWM0010, SUR MESURE SEBWM0015
Largeur	Sans limite
Hauteur	Sans limite
	Universel
Ajustable en angle	25° antérieur, 20° postérieur
Largeur ajustable	2 " d'ajustabilité par les épingles à l'arrière
Tubulure	Fait sur tubulure 7/8 ou 1 pouce
Ancrage pour appui-tête	Dossiers pré-perforés pour l'appui-tête et les butées latérales

MOUSSE ET HOUSSE
POUR INCONTINENT

Le dossier **Relax Snug Fit** de Power Plus Mobility est conçu pour répondre à divers besoins de positionnement. La coquille en aluminium formée légère permet de multiples réglages. Le dossier Relax Snug Fit possède des butées latérales ouvertes pour un support postural complexe de colonne vertébrale. Ce dossier offre 7" de support thoracique léger.

Guide de référence

SÉRIE RELAX – DOSSIER SNUG FIT

GRANDEURS RÉGULIÈRES ADP: **SEBWM0027**

Largeur = 16 - 18"

No pièce: Voir plus bas

Hauteur = 18"

SUR MESURE ADP: LARGEUR **SEBWM0035, HAUTEUR **SEBWM0040****

Largeur = 15" or <, 19" or >

No pièce: Voir plus bas

Hauteur = 17" or <, 19" or >

"<" veut dire moins et ">" veut dire plus


NO. PIÈCE

No pièce: MDU (L x H)

Remplir : Largeur (L) et Hauteur (H) pour le code

Ex. Pour dossier L = 15" et H = 17" Le code serait MDU1517

SNUG SHELL LATERAL DIMENSIONS



W = Standard shell Hauteur 18"
 X= Profondeur des butées 5"
 Y = Espace sous la butée 4"
 Z = Hauteur de la butée 6" above cutout

* Frais additionnels

REVÊTEMENTS




ADP: **SEBND0015** **SEBND0015** **SEBND0020**

CARACTÉRISTIQUES

- Offre un support avec butées ouvertes pour posturage complexe.
- Mousse confortable de haute résilience
- Coquille légère en aluminium 3lb
- Trous pré-perforés pour installer un appui-tête et butées thoraciques
- Support lombaire ajustable, amovible
- Facile d'installation
- Ajustable en hauteur

TROUS POUR ÉPINGLES D'AJUSTEMENT DU SIÈGE



Capacité de repositionnement de l'accessoire 1" vers l'arrière Tiges optionnelles de 1" de plus optionnelles pour monter un dossier plus petit sur un fauteuil plus large

MOUSSE ET HO SE POUR INCONTINENCE



Accommode la rotation pelvienne et offre un support complet avec 25 degrés d'angle postérieur et 20 degrés d'ajustement antérieur.

SPÉCIFICATIONS	SÉRIE RELAX – DOSSIER SNUG FIT
ADP	SEBWM0027 , SUR MESURE W SEBWM0035 , H SEBWM0040
Largeur Standard	16-18"
Largeur Sur Mesure	17 ou moins et 19 ou moins
Hauteur Standard	18"
Hauteur Sur Mesure	17 ou moins et 19 ou moins
Styles d'accessoire	Universels
Angle ajustable	25° antérieur, 20° postérieur
Largeur ajustable	2" d'ajustabilité par les épingles à l'arrière
Tubulure	Fait sur tubulure 7/8 ou 1 pouce
Ancrage pour appui-tête	Dossiers pré-perforés pour l'appui-tête et les butées latérales



CUBES DE MOUSSE AMOVIBLES



Le dossier **Relax Form Fit** de Power Plus Mobility est conçu pour répondre à divers besoins de positionnement. La coquille en aluminium permet de multiples réglages. Le dossier Relax Form Fit offre plusieurs supports latéraux pour les besoins posturaux complexes. Les cubes sont amovibles pour épouser les courbes anormales.

Guide de référence

SÉRIE RELAX - DOSSIER FORM FIT

GRANDEURS RÉGULIÈRES ADP: **SEBWM0026**

Largeur = 16 - 18"

No pièce: Voir plus bas

Hauteur = 18"

SUR MESURE ADP: LARGEUR SEBWM0035, HAUTEUR SEBWM0040

Largeur = 15" or <, 19" or >

No pièce: Voir plus bas

Hauteur = 17" or <, 19" or >

"<" veut dire moins et ">" veut dire plus

NO. PIÈCE

SHUF (W X H) **Sans latéraux**

SHUS (W X H) **Gentle Latéraux**

SHUM (W X H) **Snug Latéraux**

SHUD (W X H) **Full Latéraux**

Fill in LARGEUR (W) and HAUTEUR (H) to get No. de pièce.

Ex. Pour dossier L = 15" et H = 17" Le code serait SHU1517

Cubes Poly Foam No. de pièce:

QUB2x2

Cubes Poly Foam 2x2

QUB3x2

Cubes Poly Foam 3x2


TROUS POUR ÉPINGLE D'AJUSTEMENT DU SIÈGE



Capacité de repositionnement de l'accessoire 1" vers l'arrière
Tiges optionnelles de 1" de plus optionnelles pour monter un dossier plus petit sur un fauteuil plus large


RELAX FORM FIT COMES WITH THE FOLLOWING BACK SHELL OPTIONS

SANS LATÉRAUX/ PLANE




X= Hauteur coquille 18"

LATÉRAUX DOUX




X= Hauteur coquille 18"
Y= Profondeur des butées 3"
Z = Hauteur de la butée 10"

FULL LATERAL DIMENSIONS



X= Hauteur coquille 18"
Y= Profondeur des butées 5"
Z = Hauteur de la butée 10"

LATÉRAUX PLUS



W = Standard shell Hauteur 18"
X= Profondeur des butées 5"
Y = Espace sous la butée 4"
Z = Hauteur de la butée 6"

* Frais additionnels

REVÊTEMENTS

* Foam Pad



* Visco



* Gel



ADP: **SEBND0015**

SEBND0015

SEBND0020

CARACTÉRISTIQUES

- Option de latéraux avec cubes de mousse amovibles
- Mousse confortable de haute résilience
- Coquille légère en aluminium 3lb
- Trous pré-perforés pour installer un appui tête et butées thoraciques
- Support lombaire ajustable, amovible
- Facile d'installation
- Ajustable en hauteur

MOUSSE ET HO SE
POUR INCONTINENCE



Accommode la rotation pelvienne et offre un support complet avec 25 degrés d'angle postérieur et 20 degrés d'ajustement antérieur.

SPÉCIFICATIONS

SÉRIE RELAX -DOSSIER FORM FIT

ADP	SEBWM0026 , UR MESURE L SEBWM0035 , H SEBWM0040
Largeur Standard	16-18"
Largeur Sur Mesure	15" ou moins et 19" ou plus
Hauteur Standard	18"
Hauteur Sur Mesure	17" ou moins et 19" ou plus
Styles d'accessoire	Universels
Angle ajustable	25° antérieur, 20° postérieur
Largeur ajustable	2" d'ajustabilité par les épingles à l'arrière
Tubulure	Fait sur tubulure 7/8 ou 1 pouce
Ancrage pour appui-tête	Trous pré-perforés pour fixer l'appui-tête et les butées latérales



AJUSTABLE
5 POINTS DE TENSION

Le dossier **Relax Spiral Fit** de Power Plus Mobility est conçu pour répondre à divers besoins de positionnement. La coquille en aluminium formée légère permet de multiples réglages. Le Relax Spiral Fit offre des configurations de butées latérales variées pour un support postural complexe. Ce dossier accomode les déviations spinales et offre un ajustement postérieur du pelvis.

Guide de référence

SÉRIE RELAX - DOSSIER SPIRAL FIT

GRANDEURS RÉGULIÈRES ADP: **SEBWM0030**

Largeur = 16 - 18"

No pièce: Voir plus bas

Hauteur = 18"

SUR MESURE ADP: LARGEUR **SEBWM0035**, HAUTEUR **SEBWM0040**

Largeur = 15" or <, 19" or >

No pièce: Voir plus bas

Hauteur = 17" or <, 19" or >

"<" veut dire moins et ">" veut dire plus

NO. PIÈCE

KTBF (W X H) **Sans latéraux**

KTBS (W X H) **Gentle Latéraux**

KTBM (W X H) **Snug Latéraux**

KTBD (W X H) **Full Latéraux**

Ex. Pour dossier L = 15" et H = 17" Le code serait KTB1517

TROUS POUR ÉPINGLES D'AJUSTEMENT DU SIÈGE



Capacité de repositionnement de l'accessoire 1" vers l'arrière

Tiges optionnelles de 1"


de plus optionnelles

pour monter un dossier

plus petit sur un fauteuil plus large


LE RELAX SPIRAL FIT PEUT ÊTRE COMMANDÉ AVEC LES COQUILLES SUIVANTES

SANS LATÉRAUX/ PLANE




X= Hauteur coquille 18"

LATÉRAUX DOUX




X= Hauteur coquille 18"
Y= Profondeur des butées 3"
Z= Hauteur de la butée 10"

FULL LATERAL DIMENSIONS



X= Hauteur coquille 18"
Y= Profondeur des butées 5"
Z= Hauteur de la butée 10"

LATÉRAUX PLUS



W = Standard shell HAUTEUR 18"
X= Profondeur des butées 5"
Y = Espace sous la butée 4"
Z = Hauteur de la butée 6"

* Frais additionnels

REVÊTEMENTS

* Foam Pad



* Visco



* Gel



ADP: **SEBND0015**

SEBND0015

SEBND0020

CARACTÉRISTIQUES

- Options de butées latérales avec découpe pour la courbe de la colonne vertébrale
- Mousse confortable de haute résilience
- Coquille légère en aluminium 3lb
- Trous pré-perforés pour installer un appui tête et butées thoraciques
- Support lombaire ajustable, amovible
- Facile d'installation & ajustable en hauteur

MOUSSE ET HO SE POUR INCONTINENCE



Accommode la rotation pelvienne et offre un support complet avec 25 degrés d'angle postérieur et 20 degrés d'ajustement antérieur.

SPÉCIFICATIONS	SÉRIE RELAX -DOSSIER SPIRAL FIT
ADP	SEBWM0030 , SUR MESURE L SEBWM0035 , H SEBWM0040
Largeur Standard	16-18"
Largeur Sur Mesure	15 ou moins et 19 ou plus
Hauteur standard	18"
Hauteur Sur Mesure	17 ou moins et 19 ou plus
Styles d'accessoire	Universels
Angle ajustable	25° antérieur, 20° postérieur
Largeur ajustable	2" d'ajustabilité par les épingles à l'arrière
Tubulure	Fait sur tubulure 7/8 ou 1 pouce
Ancrage pour appui-tête	Trous pré-perforés pour fixer l'appui-tête et les butées latérales



Le coussin **Relax Soft** est moulé pour créer un confort appréciable avec une mousse à alvéoles ouvertes. La base est faite de polyuréthane ultra cell qui offre une fondation solide pour votre cousin. Ce coussin offre un support appréciable pour le pelvis et les cuisses.

COUCHES DU COUSSIN



Guide de référence

SÉRIE RELAX - COUSSIN SOFT

GRANDEURS RÉGULIÈRES ADP: **SESWM0050**

Largeur = 14 - 20"

No pièce: Voir plus bas

Profondeur = 14 - 20"

NO. PIÈCE

No. pièce: RS(W X L)



Remplir la Largeur (L) et la profondeur (P) pour le code.

Ex. Pour L = 15" et P = 17" le code serait RS1517

OPTIONS HOUSSE

No. de pièce	Description	Codes ADP
RS-COV	Housse Standard	SESND1050


Échelle de pression en in mm-Hg



Indice De Pression Relax Soft	
Durée	1 hr
Poids	125 Lbs/57 Kg
Pression moyenne	30 mm-Hg

Indice De Pression Relax Soft	
Durée	1 hr
Poids	200 Lbs/57 Kg
Pression moyenne	30 mm-Hg

* Frais additionnels



CARACTÉRISTIQUES

- Réduction de la pression pour utilisateurs
- Coussin léger: 2.3 lb
- Épouse les contours pour un bon positionnement
- Devant profilé pour un support adéquat à hanches
- Adducteur pour confort et positionnement des hanches
- Housse intérieure d'incontinence élastique
- Couverture d'incontinence élastique extérieure facile à laver
- Fermeture éclair étanche sur coussins standard

FERMETURE ÉCLAIR
ÉTANCHE



SPÉCIFICATIONS	SÉRIE RELAX - COUSSIN
ADP	SESWM0050
Poids du produit	2.3 lb (16 - 20")
Largeur	14-20"
Profondeur	14 -20"
Hauteur	2.5"
Limite de poids	250 lb



Le coussin **Relax Comfy** offre une distribution de la pression sur toute sa surface. Pour les individus qui ont des besoins posturaux progressifs, le Comfy offre une distribution efficace et égale de la pression. Le contour « waterfall » du devant est profilé pour accommoder une propulsion par les pieds ou des ischio-jambiers tendus. Une région ouverte de support pelvien offre une meilleure distribution de la pression.

Guide de référence

SÉRIE RELAX - COUSSIN COMFY

GRANDEURS RÉGULIÈRES ADP: **SESWM0030**

Largeur = 14 - 20"

No pièce: Voir plus bas

Profondeur = 14 - 20"

NO. PIÈCE

No. pièce: RC(W X L)

Remplir la Largeur (L) et la profondeur (P) pour le code.

Ex. Pour L = 15" et P = 17" le code serait RC1517



OPTIONS HOUSSE

No. de pièce	Description	Codes ADP
RC-COV	Housse Standard	SESND1050

COUCHES DU COUSSIN



Échelle de pression en in mm-Hg



Indice De Pression Relax Comfy	
Durée	1 hr
Poids	125 Lbs/57 Kg
Pression moyenne	30 mm-Hg

Indice De Pression Relax Comfy	
Durée	1 hr
Poids	200 Lbs/57 Kg
Pression moyenne	30 mm-Hg

* Frais additionnels



CARACTÉRISTIQUES

- Couches multiples de mousse offrent un support pelvien confortable et une réduction de pression
- Devant profilé pour un support adéquat à hanches
- Adducteur pour confort et positionnement des hanches
- Housse intérieure d'incontinence élastique
- Couverture d'incontinence élastique extérieure facile à laver

FERMETURE ÉCLAIR
ÉTANCHE



SPÉCIFICATIONS

SÉRIE RELAX - COUSSIN COMFY

ADP	SESWM0030
Poids du produit	3.5 lb (16" x 18")
Largeur	14 - 20"
Profondeur	14 - 20"
Hauteur	3.5"
Poids du produit	250 lb



Le coussin **Relax Firm** offre des biseaux qui libèrent les ischions et répartissent le poids latéralement. Le devant profilé accommode la propulsion avec les pieds ou les limites des ischio-jambiers. Une région ouverte de support pelvien offre une meilleure distribution de la pression.

Guide de référence

SÉRIE RELAX - COUSSIN FIRM

GRANDEURS RÉGULIÈRES ADP: **SESWM004**

Largeur = 18" and up

No pièce: Voir plus bas

Profondeur = 18" and up

NO. PIÈC

No. pièce: RF(W X L)

Remplir la Largeur (L) et la profondeur (P) pour le code.

Ex. Pour L = 15" et P = 17" le code serait RF1517

OPTIONS HOUSSE

No. de pièce

Description

Codes AD

RF-BCOV



Housse Bariatrique

SESND106

COUCHES DU COUSSIN



Échelle de pression en in mm-Hg




Indice De Pression	Relax Firm
Durée	1 hr
Poids	125 Lbs/57 Kg
Pression moyenne	30 mm-Hg

Indice De Pression	Relax Firm
Durée	1 hr
Poids	200 Lbs/57 Kg
Pression moyenne	30 mm-Hg

CARACTÉRISTIQUES

- Biseaux intégrés pour dissiper la pression
- Couches multiples de mousse pour un support pelvien et réduire la pression
- Devant profilé pour un support adéquat à hanches
- Adducteur pour confort et positionnement des hanches
- Housse intérieure d'incontinence élastique
- Réduction de la pression pour les usagers bariatriques
- Couverture d'incontinence élastique extérieure facile à laver

FERMETURE ÉCLAIR
ÉTANCHE



SPÉCIFICATIONS	SÉRIE RELAX - COUSSIN FIRM
ADP	SESWM0040
Poids du produit	4 lb (16" x 18")
Largeur	18" et plus
Profondeur	18" et plus
Hauteur	3.75"
Limite de poids	Jusqu'à 600 lb



OPTIONS D'ATTACHE-
MENTS POUR APPUIS-TÊTE




TUBING 3/4"

TUBING 1/2"

TUBING 1/2"

TUBING 1/2"

ACCESSOIRES STAN-
DARDS



3/4"

1/2"

DIA. 9

ACCESSOIRES UNIVER-
SELS



DIA. 10


Guide de référence

Accessories - Appuis-tête et accessoires

No. pièce	Description	Dia	Code ADP
UPHT218	Accessoire d'appui-tête vertical/ horizontal (Tubulure 1/2")	1	SEHWM0005
UPHT217	Accessoire d'appui-tête vertical/ horizontal (Tubulure 3/4")	1	SEHWM0005
UPHT221	Appui-tête Contour fabriqué (coussinet seulement)	2	SEHCF050L
MAHG	Gooseneck Multiaxial	8	SEHND0010
COMHA	Appui-tête Complexe (coussinet seulement)	3	SEHCF060L
HRV1-2	Accessoire Vertical/horizontal- Tubulure 1/2"	6	SEHND0005
HRV3-4	Accessoire Vertical/horizontal- Tubulure 3/4"	5	SEHND0005
UHRA	Accessoire d'appui-tête universelle	10	SEHND0020
MAHP	Plaque de fixation	9	SEHND0020
MAHF	Appui-tête Multi Axial fabriqué sur mesure complet	2,9	SEHCF050L, SEHND0010 SEHND0020
MAHFX	Appui-tête Flex Multi Axial fabriqué sur mesure complet	4,9	SEHCF060L, SEHND0010 SEHND0020



DIA. 1



DIA. 2

DIA. 3

DIA. 4


Guide de référence

Accessories - Butées latérales et adducteurs

No. pièce	Description	Dia	Code ADP
EXP2-P	Rembourrage additionnel (2)	4	SEMCF651L
HFP-P	Accessoire pour le pommeau	3	SEICF401L
ADD8-P	Butée latérale petite 8" ajustable 4 morceaux, amovible	2	SELND0005
ADD10-P	Butée latérale moyenne 10" ajustable 4 morceaux, amovible	2	SELND0005
ADD12-P	Butée latérale grande 12" ajustable 4 morceaux, amovible	2	SELND0005
ADDC-P	Butées sur mesure	2	SEMCF702L
LATB	Latéraux biseautés avec Bite Out	1	SELND0015
LATBL-P	Latéraux biseautés avec Bite Out et accessoires - gauche	1	SELND0015
LATBR-P	Latéraux biseautés avec Bite Out et accessoires - droit	1	SELND0015
LATMHL-P	Accessoire de fixation latérale gauche	1	SEICF201L
LATMHR-P	Accessoire de fixation latérale droite	1	SEICF201L



APPUIS-BRAS
OPTIONS



Guide de référence

Accessories - APPUIS-BRAS

No. pièce	Description	Dia	Code ADP
PRF-P	Mousse réduction de pression	5	SEAND0035
PRG-P	Gel réduction de pression	4	SEAND0035
UPHA555-P	Appui-bras Extra Large	6	SEAND0010
ELB-P	Bloc pour coude gauche (4)	7	SETND0030
REB-P	Bloc pour coude droit (4)	7	SETND0030
CEB-P	Bloc pour coude sur mesure (2)	2	SEMCF305L
MAS	Support modulaire		SEAND0005
CHPP-R	Système de support de bras (droite)	1-3	SETND0030, SEMCF305L, SEAND0035
CHPP-L	Système de support de bras (gauche)	1-3	SETND0030, SEMCF305L, SEAND0035
LHB	Bloc élévateur gauche	3	SETND0030
RHB	Bloc élévateur droit	3	SETND0030
CHB	Bloc élévateur sur mesure	3	SEMCF305L



Guide de référence

Accessories - TABLETTES

No. pièce	Description	Dia	Code ADP
ACC010	Tablette pleine capitonnée	1	SETND0005 & SETND0035
ACC011	Tablette pleine transparente	2	SETND0005
ACC012	Tablette pleine opaque non-capitonnée (ABS)	2	SETND0005
ACC012C	Tablette pleine non-capitonnée sur mesure	3	SETND0010
ACC013	Demie-tablette droite, capitonnée	4	SETND0015 & SETND0035
ACC013C	Demie-tablette droite non-capitonnée, sur mesure	6	SETND0020
ACC014	Demie-tablette gauche, capitonnée	4	SETND0015 & SETND0035
ACC014C	Demie-tablette gauche non-capitonnée, sur mesure	6	SETND0020
ACC015	Demie-tablette droite, claire	5	SETND0015
ACC016	Demie-tablette gauche, claire	5	SETND0015
ACCP	Capitonnage pour tablette		SETND0035
VEPR	Butée de coude avec velcro, droite		SETND0035
VEPL	Butée de coude avec velcro, gauche		SETND0035

* Note: toutes les tablettes sont fournies avec accessoires



Guide de référence

Accessories - BASES DE SIÈGE AJUSTABLES

No. pièce	Description	Dia	Code ADP
SDB	Base ajustable	1	SESND1020
PSW	Biseau stabilisateur pelvien	2	SEMCF204L
SSI	Planche solide pour coussin	3	SESND1015
SSP	Pochette pour planche		SESND1015
UPHT207	Base solide ajustable jusqu'à 18" Largeur	3	
UPHT208	Base solide ajustable plus de 18" Largeur	3	




DIA. 1

CEINTURE 2-POINTS,
CAPITONNÉE



DIA. 2

GAINE CAPITONNÉE



DIA. 3

Guide de référence

Accessories - CEINTURES DE POSITIONNEMENT

No. pièce	Description	Dia	Code ADP
UPHA504	Ceinture 4 Point, capitonnée (2)	1	SERND0020
UPHA503	Ceinture 4 Point, capitonnée (6)	2	SERND0030
SBSCPAD	Gaine capitonnée pour ceinture	3	N/A
CHSTRP	Ceinture thoracique		SERND0001
SBA	Ceinture boucle style auto		N/A
SBB	Ceinture boucle style velcro		N/A
SBC	Ceinture boucle style plastique		N/A

COQUILLE UNE PIÈCE
SOUPLE OU RIGIDE



DIA. 1

COQUILLE SIMPLE

DIA. 2



COQUILLE FOOTBOX

DIA. 3



APPUIS MOLLETS



DIA. 4

OVERLAYS



DIA. 5

Frais additionnels

Guide de référence

Accessories - OPTIONS D'APPUIS-PIEDS

No. pièce	Description	Dia	Code ADP
EP-P	Rembourrage gel/mousse Extra (2)	5	SEFND0035
FDP-PC	Appuis-pieds décalés (2)		SEMCF801L
ASP-P	Support pour amputé		SEFND0005
NLS	Panneau Support pour Mollets	4	SEFND0010
CSL	Coquille 1 ou 2 morceaux (2)	1	SEFND0020
CFR-P	Appui-pied Complexe		SEFCF102L
FPNP-P	Appui-pied « pochette » non-rembourré (2)	2	SEFCF106L
CSLPB-P	Coquille Double, 1 morceau, non-rembourré	3	SEFCF103L
PAF	Appui-pieds, ajustables en angle (Paire)		WAMJ
FRHC-P	Housse pour tubulure d'appui-pieds (Paire)		SEMCF803L
CCP	Support pour mollets, sur mesure (2)		SEFCF107L



Notre dossier à tension ajustable offre un support postural avec un contour exceptionnel. Le coussinet de nylon est conçu pour être lavé à la machine. Un rembourrage optionnel (voir ci-dessous) peut y être ajouté en surplus.


Frais additionnels

OVERLAYS	Foam Pad	Visco	Gel	Egg Crate	Darlex
					
	DIA. 2	DIA. 3	DIA. 4	DIA. 5	DIA. 6

Guide de référence

Accessories - Tension Back Upholstery

No. pièce	Description	Dia	Code ADP
TAB	Dossier à tension ajustable Nylon 18" ou moins	1	WAMD
TABC	Dossier à tension ajustable Nylon 19" ou plus	1	WAME
TABD	Dossier à tension ajustable Darlex 18" ou moins	6	WAMD
TABCD	Dossier à tension ajustable sur mesure Darlex 19" ou plus	6	WAME
TABE	Dossier à tension ajustable coquille d'œuf 18" ou moins	5	WAMD & SEBND0015
TABCE	Dossier à tension ajustable sur mesure coquille d'œuf 19" ou plus	5	WAME & SEBND0015
TABG	Dossier à tension ajustable Gel 18" ou moins	4	WAMD & SEBND0020
TABCG	Dossier à tension ajustable sur mesure, Gel 19" ou plus	4	WAME & SEBND0020
PRG-P	Gel additionnel (6)	4	SEBND0020
PRF-P	Mousse ou Visco additionnel (6)	2,3	SEBND0015



Guide de référence

Accessories - Seat Positioning Devices

No. pièce	Description	Dia	Code ADP
CLC1	Limiteur de siège sans pommeau – Standard 20" ou moins	3	SESND1035
CLC1-C	Limiteur de siège sans pommeau – Sur mesure 21" ou plus	3	SEMCF209L
CLC2	Limiteur de siège contour – Standard 20" ou moins	2	SESND1035
CLC2-C	Limiteur de siège contour – Sur mesure 21" ou plus	2	SEMCF209L
CLC3	Limiteur de siège biseauté – Standard 20" ou moins	1	SESND1035
CLC3-C	Limiteur de siège biseauté – Sur mesure 21" ou plus	1	SEMCF209L

SIMPLE SUR MESUREIZING PROCESSUS

1. DEMANDE SUR MESURE



2. COMMANDE

3. FABRICATION

4. PRODUIT FINAL

Power Plus Mobility se spécialise dans la fabrication de produits sur mesure machinés à partir de croquis ou d'échantillons. Nous fabriquons toutes sortes de pièces des plus simples ou plus complexes, dans les quantités désirées.

Contactez votre représentant pour plus d'informations.



Notes

NOTRE ENGAGEMENT

Nous nous engageons à continuellement découvrir de nouvelles façons d'améliorer la qualité de vie de nos clients. Nos produits fabriqués au Canada et nos années d'expérience en lien avec nos clients nous permettent d'offrir des produits qui vous déplacent véritablement.



SEATING BOOKLET

S I T B A C K A N D R E L A X